

2019年9月3日

パナソニック エイジフリー株式会社

スペースが限られる場所や高低差がある階段にも設置可能

玄関前のアプローチに工事不要で設置できる 歩行サポート手すり「スムーディ」を発売

つかみやすく、安定した歩行が可能



【ロングタイプ設置例1】



【ステップタイプ設置例】



【ロングタイプ設置例2】



【使用イメージ】

品名	歩行サポート手すり「スムーディ」
仕様※1)	標準タイプ・ステップタイプ・ロング(2050/2400/3460)タイプ
最大使用者体重	100 kg
希望小売価格(税抜)	220,000円～
発売予定日	2019年9月25日
販売目標	4,000台(2019年度)

パナソニック エイジフリー株式会社は、階段がある玄関前のアプローチなどに工事不要で設置でき、積極的な外出を後押しする、歩行サポート手すり「スムーディ」を2019年9月25日に発売します。

国内において要介護者が増加する中、高齢者の自立支援と要介護度の重度化防止が重要な課題となっています。外出が減ることは、健康面での悪循環を引き起こす「閉じこもり症候群」の要因となり、要介護度の重度化につながる恐れがあります。

そうした背景を踏まえ、今回、積極的な外出を後押しする歩行サポート手すり「スムーディ」を発売します。「スムーディ」は設置する場所に合わせて選べる豊富な品ぞろえにより、様々な環境に工事不要で設置できます。ステップタイプは階段の途中にも設置できるコンパクトなベース(土台)を採用し、設置スペースが限られる玄関先の階段にも設置できます。ロングタイプは最大135 cmの高低差がある階段などにも設置が可能です。製品を構成するベース(土台)や支柱などのユニットは単体でも品ぞろえしているため、組み替え・増設することで設置環境に柔軟に対応できます。また、手すり部は引っかかりや凹凸が少なく、端から端までつかみやすいため、安定した歩行が可能です。さらに、組み立て箇所が少ない設計により、短時間で設置できることに加え、手すり部は滑りどめの被覆のみを交換できる設計で、レンタル品(※2)としての運用のしやすさにも配慮しています。

なお、本製品は国際福祉機器展H.C.R.2019(会期:2019年9月25日(水)～27日(金)、会場:東京ビッグサイト)、当社ブース(ブース番号:南4 S4-030)にて展示します。

当社は、今後も、利用者が安心して使うことができ、また介助者の負担を軽減できるような製品の提供を通して、健やかで心豊かな暮らしの実現に貢献していきます。

<特長>

1. 豊富な品ぞろえで、狭いスペースや高低差のある階段など様々な環境に工事不要で設置可能
2. 引っかかりや凹凸を減らした手すり部のため、つかみやすく安定した歩行が可能
3. 設置作業のしやすさ、レンタル品としての運用のしやすさに配慮した設計

※1:それぞれのタイプで片手すり、両手すりが選択できます。

※2:介護保険制度において、介護ショップによる貸与(レンタル)時に補助金支給対象となるため、通常レンタル品として扱われます。

【お問い合わせ先】

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
0120-365-887(平日 9:00～12:00、13:00～17:00)

1. 豊富な品ぞろえで、狭いスペースや高低差のある階段など様々な環境に工事不要で設置可能

標準タイプ、ステップタイプ、ロングタイプの品ぞろえから、設置環境に合わせて選択できます。ステップタイプは階段の途中にも設置できるコンパクトなベース(土台)を採用し、設置スペースが限られる玄関先の階段にも設置できます。ロングタイプは最大135 cmの高低差がある階段などにも設置が可能です。製品を構成するベース(土台)や支柱などのユニットは単体でも品ぞろえしているため、組み替え・増設することで設置環境に柔軟に対応できます。また、支柱のベースへの固定位置を左右・中央から選択でき、手すりの角度も上下左右に調整できます。

■ステップタイプの設置例



■ロングタイプの設置例



■各タイプ共通



支柱の取り付け位置はベースの左右、中央の3カ所から選択可能

両手すりも選択可能

設置環境に合わせて上下左右45度まで手すりの角度を調整可能

2. 引っかかりや凹凸を減らした手すり部のため、つかみやすく安定した歩行が可能

身体機能が低下した利用者が階段の昇り降りをする際、手すりは常にしっかりとつかめる必要があります。手すり部の小さな凹凸も不安につながる場合があります。「スムーズィ」は支柱の本数を最小限に抑えた設計のため、つかみにくい支柱と手すり部の接合部分が少なく、端から端までしっかりと握ることができます。また、手すり部の端は服の袖口が引っかかりにくい形状にすることで、万が一の転倒事故の可能性を抑えています。



参考：服の袖口が引っかかる可能性のある手すり部の端

3. 設置作業のしやすさ、レンタル品としての運用のしやすさに配慮した設計

組み立て箇所が少ない設計で、短時間で設置できます。手すり部は滑りどめの被覆のみを交換できる設計で、レンタル品(※2)としての運用のしやすさにも配慮しています。交換が必要な部材が発生した場合や、設置場所を変更する際に必要な部材を抑えられ、レンタル品として運用した際のランニングコストを軽減できます。

支柱は1本ずつだから
組み立て箇所が
少なく時間も短い



支柱はベースの上から、
手すりの高さは
仮決め後に
ネジ留めできる



レンタル性に配慮した
部品設計

手すりは被覆だけ・
縁ゴムは細かく
交換可能！



【ご参考】

■据え置き型手すりラインアップ(詳細:<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/mobility/>)

パナソニックの手すりなら豊富な品ぞろえで様々な場所でお使いいただけます

トイレ 玄関 洗面所 廊下 居室 玄関先

歩行サポート手すり スムーディ 新商品
玄関先のアプローチに、工事不要で手すりが設置可能!
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

アームサポート手すり メンディ
大きな平面だから使いやすい。
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

室内用自在手すり ツインディ
力が入りやすい腕の形にあわせられる。
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

すっきり手すり クリンディ
立ちあがりに特化した標準タイプ。
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

折りたたみ可能な面手すり スタンディ
面手すりだから安定した動作ができる!
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

玄関用自在手すり ツインディ
横向き、後ろ向きでも昇降しやすい。
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

洋式トイレ用 スライド手すり(ステンレス)
便座への移乗・排泄がしやすい。
居室 居間 廊下 洗面所
玄関 玄関先 トイレ

【パナソニック製介護用品のレンタル・購入について】

介護用品は、品目別に介護保険制度の補助対象品目が設定され、品目別に福祉用具購入もしくは福祉用具貸与(レンタル)の制度が利用できます。

介護保険制度の補助対象品目は、制度利用するために、ケアマネジャーが作成するケアプランをもとに、都道府県指定の販売・貸与事業所(介護ショップ)が制度の利用支援を行います。なお、介護保険の補助対象品目の「手すり」は、「施工が伴う手すり」は、住宅改修の支給対象、「施工を伴わない手すり」は、福祉用具貸与(レンタル)の支給対象です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。