

2020年9月23日

据え置き型手すりの品揃え拡充

廊下や浴室などで使用可能な据え置き型手すり2タイプを発売

各部屋から玄関先までの導線にトータルで対応



【スムーディ 屋内用単品】



【ツインディ 水廻り用単品】



【廊下設置イメージ】



【脱衣所設置イメージ】

品名	歩行サポート手すり 「スムーディ 屋内用」	自在手すり 「ツインディ 水廻り用」
最大使用者体重	100 Kg	100 Kg
希望小売価格(税抜)	82,000円～	128,000円
発売予定日	2020年10月26日	2020年12月7日
販売目標(初年度)	1,200台	1,600台

パナソニック エイジフリー株式会社は、歩行サポート手すり「スムーディ 屋内用」を2020年10月26日、自在手すり「ツインディ 水廻り用」を2020年12月7日にそれぞれ発売します。(※1)

国内において要介護者が増加する中、高齢者の自立支援と要介護度の重度化防止が重要な課題となっています。加えて、新型コロナウイルス感染拡大に伴う在宅時間の増加により、運動量が減った高齢者の身体機能の低下が懸念されています。そうした中、当社は工事不要で手軽に設置でき、介護度が比較的低い方の移動や起き上がりをサポートすることで、活動的な生活を後押しできる据え置き型手すりの品揃えを強化しています。

今回新たに廊下や浴室などの水廻りに設置できる据え置き型手すりを発売することで、各部屋から玄関先までの導線をトータルでサポートできる品揃えとなり、手すりの提案をより一層強化していきます。歩行サポート手すり「スムーディ 屋内用」は凹凸が少ない手すり部分により端から端まで握りやすく、廊下でのつたい歩きに適しています。安定感と廊下への設置のしやすさを両立した幅60 cmのベースを採用しており、両足をしっかりと乗せて歩行ができ、安定した移動が可能です。自在手すり「ツインディ 水廻り用」は、防かび加工や滑り止め加工を施すことで、浴室などの水廻りでの使用に最適です。支柱の左右に設置された手すり部分は、それぞれ水平方向に角度調整ができるため、ご利用者の身体状況や設置場所に合わせて力を入れやすい形状に調整できます。

当社は今後も、ご利用者が安心して使うことができ、また介助者の負担を軽減できるような製品の提供を通して、健やかで心豊かな暮らしの実現に貢献していきます。

<特長>

1. 各部屋から玄関先までの導線に対応する豊富な手すりの品揃え
2. 端から端まで握りやすい手すり部分で、廊下でのつたい歩きに最適な「スムーディ 屋内用」
3. 防かび・滑り止め加工で浴室などの水廻りに最適な自在手すり「ツインディ 水廻り用」

※1: 据え置き型手すりは購入も可能ですが、多くの場合、要介護認定を受けたご利用者が介護保険制度の補助を受け、介護ショップからレンタルして利用します。

【お問い合わせ先】

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
0120-365-887(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)

【特長】

1. 各部屋から玄関先までの導線に対応する豊富な手すりの品揃え

今回新たに廊下や浴室などの水廻りに設置できる据え置き型手すりを発売することで、各部屋から玄関先までの導線をトータルでサポートできる品揃えとなり、手すりの提案をより一層強化していきます。身体の重心移動が必要な立ち上がりや歩き出しは、筋力が弱まるほど転倒リスクが高まります。当社は、自宅内から玄関先までのあらゆるシーンを想定し、自然な体勢で重心移動をサポートする製品を展開してきました。ご利用者の身体状況や自宅の環境に合わせた最適な手すりの選択が可能です。



2. 端から端まで握りやすい手すり部分で、廊下でのつたい歩きに最適な「スムーディ 屋内用」

歩行サポート手すり「スムーディ 屋内用」は凹凸が少ない手すり部分により、端から端まで握りやすく、廊下でのつたい歩きに適しています。安定感と廊下への設置のしやすさを両立した幅60 cmのベースを採用しており、両足をしっかりと乗せて歩行ができ、安定した移動が可能です。また、手すり部分の端を座った姿勢からでもつかみやすい形状にすることで、立ち上がりから歩きだまでの重心が不安定になる一連の動作をサポートできます。さらに、手すりの高さを最大で85 cmまで調整可能なため、比較的身長が大きな方でも安心して利用ができます。




手すり部分をベースの端に配置することで
廊下のスペースを確保



両足を載せることができる
幅60 cmのベースで
安定した歩行が可能



ソファや椅子の近くに設置し、
立ち上がりから歩き出しの
サポートも可能



玄関用のスムーズディと
並べれば玄関から廊下までの
一連の移動をサポート

3. 防かび・滑り止め加工で浴室などの水廻りに最適な自在手すり「ツインディ 水廻り用」

自在手すり「ツインディ 水廻り用」は、防かび加工や滑り止め加工を施すことで、浴室などの水廻りでの使用に最適です。浴槽の跨ぎ動作をサポートする当社の「入浴グリップ」と同様、濡れた手でも握りやすい太さ・素材の手すり部分により、浴室での椅子の立ち座りの動作などを安定して行うことができます。当社が2014年より展開している自在手すり「ツインディ 室内用」同様、支柱の左右に設置された手すり部分は、それぞれ水平方向に角度調整ができるため、ご利用者の身体状況や設置場所に合わせて力を入れやすい形状に調整できます。



防かび、滑り止め加工で、浴室や脱衣所、キッチンなどに設置可能



片側30度ピッチで手すり部分の確度調整が可能

▼ひろがる・ひろげる パナソニックのレンタル手すり 新商品のご紹介

<https://channel.panasonic.com/jp/contents/29860/>

【パナソニック製介護用品のレンタル・購入について】

介護用品は、品目別に介護保険制度の補助対象品目が設定され、品目別に福祉用具購入もしくは福祉用具貸与(レンタル)の制度が利用できます。

介護保険制度の補助対象品目は、制度利用するために、ケアマネジャーが作成するケアプランをもとに、都道府県指定の販売・貸与事業所(介護ショップ)が制度の利用支援を行います。なお、介護保険の補助対象品目の「手すり」は、「施工が伴う手すり」は、住宅改修の支給対象、「施工を伴わない手すり」は、福祉用具貸与(レンタル)の支給対象です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。